

CONJUNTO CALÇA E BLUSA



Sua
solução prática

às necessidades em vestuários
para segurança e higiene

CONJUNTO DE CALÇA E BLUSA DESCARTÁVEL

Confeccionado em tecido 100% polipropileno PP ou SMS gramaturas 35g/m², 45g/m², 55g/m². Destinado proteção e prevenção contra agentes contaminantes.

Tamanhos:



Cores:



3 opções de bolsos:



2 bolsos inferiores



bolso caneta

Importado e Distribuído por:



DISTRIBUIDORA,
IMPORTADORA E
EXPORTADORA LTDA.

Importadora Oficial: Crown Name


+55 (11) 3809-6870

comercial.crownname@dorte.com.br

sac.crownname@dorte.com.br


dorte.com.br/crownname

TAMANHO E MEDIDAS



	A	B	C	TOLERÂNCIA
	COMPRIMENTO	LARGURA	MANGA	
P	71	54	83	+/- 2
M	74	57	89	+/- 2
G	76	60	95	+/- 2
XG	78	63	101	+/- 2
XXG	82	68	110	+/- 2

DIMENSÃO / CM



	A	B	TOLERÂNCIA
	LARGURA	ALTURA	
P	49	105	+/- 2
M	53	106	+/- 2
G	57	108	+/- 2
XG	61	112	+/- 2
XXG	65	117	+/- 2

DIMENSÃO / CM

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	MATERIAL	COR	GR./M2	TAMANHO	COD EAN	QUANT. EMB. PRIMÁRIA	DIMEN. EMB. PRIMÁRIA	COD DUN	QUANT. EMB. SECUNDÁRIA	TAMANHO EMBALAGEM
CN30535DBSS	CONJUNTO CALÇA E BLUSA DESCARTAVEL SMS 35GR COM 3 BOLSOS - CROWN NAME	SMS	Azul Marinho	35gr	P	7896835825740	1 package	42x29cm	17896835825747	50 pcs	38x26x36cm
CN30535DBSM	CONJUNTO CALÇA E BLUSA DESCARTAVEL SMS 35GR COM 3 BOLSOS - CROWN NAME	SMS	Azul Marinho	35gr	M	7896835825757	1 package	42x29cm	17896835825754	50 pcs	38x26x36cm
CN30535DBSL	CONJUNTO CALÇA E BLUSA DESCARTAVEL SMS 35GR COM 3 BOLSOS - CROWN NAME	SMS	Azul Marinho	35gr	G	7896835825764	1 package	42x29cm	17896835825761	50 pcs	38x26x36cm
CN30535DBSXL	CONJUNTO CALÇA E BLUSA DESCARTAVEL SMS 35GR COM 3 BOLSOS - CROWN NAME	SMS	Azul Marinho	35gr	XG	7896835825771	1 package	42x29cm	17896835825778	50 pcs	38x26x36cm
N30535DBSXXL	CONJUNTO CALÇA E BLUSA DESCARTAVEL SMS 35GR COM 3 BOLSOS - CROWN NAME	SMS	Azul Marinho	35gr	XXG	7896835825788	1 package	42x29cm	17896835825785	50 pcs	38x26x36cm

Importado e Distribuído por:



DISTRIBUIDORA,
IMPORTADORA E
EXPORTADORA LTDA.

Importadora Oficial: Crown Name

+55 (11) 3809-6870

comercial.crownname@dorte.com.br

sac.crownname@dorte.com.br

dorte.com.br/crownname

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

CONJUNTO DE CALÇA E BLUSA DESCARTÁVEL CROWN NAME: CN304, CN305 Confeccionado em tecido 100% polipropileno PP ou SMS gramaturas 35g/m2, 45g/m2, 55g/m2, Tamanhos: P, M, G, XG e XXG, Cores: branco, azul, azul marinho, azul claro, rosa, verde, vermelho, amarelo, laranja. Destinado proteção e prevenção contra agentes contaminantes.

“NÃO ESTÉRIL”

INDICAÇÃO DE USO

Vestimenta indicada para uso profissional por médicos, enfermeiros, dentistas e equipe multidisciplinar na área da saúde em ambientes tais como hospitalar, PS, centro cirúrgico, vistas a leitos e/ou estabelecimento de saúde.

MODO DE USO

O CONJUNTO DE CALÇA E BLUSA DESCARTÁVEL CROWN NAME deve ser vestido em vestiário designado na unidade de saúde, diminuindo a contaminação do ambiente.

1. Antes de abrir, verificar a integridade da embalagem do produto, se estiver violada ou danificada, não utilizar o produto, devolver ao fabricante/importador.
2. Ao vestir o conjunto, a blusa deve ser colocada por fora da calça, essa ajusta por um laço regulador.
3. Abrir embalagem assepticamente. Adotar os cuidados e normas adequadas ao manuseio do produto ao vestir.
4. Manter técnica asséptica durante o manuseio do produto.
5. Após o uso, descartar imediatamente, conforme legislação vigente.
6. Usar imediatamente após abrir.

PRODUTO DE USO ÚNICO - DESCARTAR APÓS O USO - PROIBIDO REPROCESSAR.

ADVERTÊNCIAS

Produto embalado individualmente em papel grau cirúrgico, caso a embalagem esteja danificada ou violada não usar o produto. Em caso de dúvida quanto à integridade da embalagem do produto (aberta ou danificada) não utilizar e devolver ao fabricante/importador. Sempre que sair da unidade de saúde, o profissional deve vestir roupas comuns. As roupas usadas fora da instalação podem entrar em contato com micróbios e contaminantes externos e ser transportadas para o ambiente de saúde. Uma roupa usada não deve ser guardada em um armário ou pendurada no vestiário para ser usada novamente. A vestimenta descartável de uso único deve ser colocada no recipiente próprio indicado para vestimenta usada no vestiário. Se o conjunto for contaminado com sangue, fluidos corporais ou outras substâncias potencialmente infecciosas deve ser trocado o mais rápido possível, descartada conforme norma vigente.

Em caso de dúvida contatar o SAC da empresa. ÚNICO USO - PROIBIDO REPROCESSAR.

PRECAUÇÕES

Não utilizar se a embalagem estiver danificada ou aberta. Descartar conforme legislação vigente.

CONDIÇÕES DE MANIPULAÇÃO

O produto deve ser sempre manipulado mantendo conduta de higiene e cuidados com contaminação.

CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO

Manter conduta padrão de cuidados para estocagem, respeitar limite de empilhamento, não deixar exposto diretamente à luz solar, alta umidade e temperatura.

CONDIÇÕES DE TRANSPORTE

O produto deve ser transportado dentro das respectivas embalagens, não deve ser arremessado de forma bruta para manter sua integridade.

PRAZO DE VALIDADE

03 (TRÊS) ANOS DA FABRICAÇÃO

IMPORTADO, DISTRIBUIDO E REGISTRADO POR:

DORTE DISTRIBUIDORA, IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA

RESPONSÁVEL TÉCNICO

LARISSA CECILIA COELHO RIBEIRO - CRF 8866 ES

REGISTRO ANVISA:

81477120014

FABRICADO POR:

CROWN NAME (WH) UNITED CO., LTD.



Importado e Distribuído por:



DISTRIBUIDORA,
IMPORTADORA E
EXPORTADORA LTDA.

Importadora Oficial: Crown Name

+55 (11) 3809-6870

comercial.crownname@dorte.com.br

sac.crownname@dorte.com.br

dorte.com.br/crownname