

Sua
solução prática

às necessidades em vestuários
para segurança e higiene



AVENTAL CIRÚRGICO

ESTÉRIL SMS **SEM REFORÇO**

Avental Cirúrgico Estéril SMS ou SMMS sem reforço - CROWN NAME de uso único é composto por não tecidos SMS ou SMMS de dupla e tripla camada. Com diferentes níveis de proteção, cuja barreira de proteção é determinada de acordo com o modelo utilizado. Possui apresentação estéril, desenvolvido para atender as necessidades atuais da rotina hospitalar, no uso de aventais cirúrgicos. O avental cirúrgico de uso único deve ser utilizado como proteção para toda a equipe de profissionais da saúde que compõem o campo estéril, como barreira contra contaminantes e líquidos corporais.


Importado e Distribuído por:



DISTRIBUIDORA,
IMPORTADORA E
EXPORTADORA LTDA.

Importadora Oficial: Crown Name

 dorte.com.br/crownname



A **B** **C** **D** **E** **F**
 COMPRIMENTO CIRCUNFERÊNCIA CAVA MANGAS PUNHO CINTO

M	120	145	28	60	6	65
G	130	150	28	60	6	65
XG	140	160	30	60	6	65
XXG	150	165	30	60	6	65

DIMENSÃO / CM

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

- Impermeável nas mangas, tórax, abdômen e membros inferiores.
- Sem reforço nas mangas e tórax.
- Tiras na cintura e velcro no pescoço.
- Material de alta resistência e maleável, proporcionando mais conforto ao usuário.
- Confeccionado com mangas longa.
- Punho Malha.
- Acabamento por solda ultrassônica.
- Acompanha duas toalha para secagem das mãos.
- Cartão TAG de transferência asséptica.
- Embalado individualmente, com dupla embalagem (dobra asséptica).
- Produto estéril.
- Esterilizado por Óxido de Etileno.
- Embalagem de papel grau cirúrgico e filme hospitalar.
- Produto de uso único – Proibido reprocessar.

Importado e Distribuído por:



Importadora Oficial: Crown Name

 dorte.com.br/crownname



Sua solução prática

às necessidades em vestuários
para segurança e higiene

COMPOSIÇÃO:

Confeccionado em trilaminado de não tecido 100% polipropileno SMS (Spunbond, Meltblown, Spunbond) ou SMMS (Spunbond, Meltblown, Meltblown, Spunbond), nas gramaturas 30g, 35g, 40g, 45g, 50g, 55g, 60g, 68g, com punho em malha. Indicado como barreira bacteriana.

ADVERTÊNCIAS/PRECAUÇÕES:

Produto embalado individualmente em papel grau cirúrgico, caso a embalagem esteja danificada ou violada não usar o produto. Não utilizar se a embalagem estiver danificada ou aberta. Descartar conforme legislação vigente.

CONDIÇÕES DE MANIPULAÇÃO:

O produto deve ser sempre manipulado mantendo conduta de higiene e cuidados com contaminação. Destarte adequado após uso.

CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO:

O produto deve ser armazenado dentro das respectivas embalagens, não deixar exposto diretamente à luz solar, alta umidade e temperatura.

NCM:

6307.90.10

PRAZO DE VALIDADE

03 (TRÊS) ANOS DA FABRICAÇÃO

CONDIÇÕES DE TRANSPORTE:

O produto deve ser transportado dentro das respectivas embalagens, não deixar exposto diretamente à luz solar, alta umidade e temperatura.

REGISTRO ANVISA:

MS 81477120012

FABRICADO POR:

Crown Name (WH) United CO., LTD.

PROCEDÊNCIA:

R.P. China



Importado e Distribuído por:



DISTRIBUIDORA,
IMPORTADORA E
EXPORTADORA LTDA.

Importadora Oficial: Crown Name

+55 (11) 3809-6870

comercial.crownname@dorte.com.br

sac.crownname@dorte.com.br

dorte.com.br/crownname