

MÁSCARAS DESCARTÁVEIS



Sua
solução prática

às necessidades em vestuários
para segurança e higiene



MÁSCARA DUPLA DESCARTÁVEL

COM ELÁSTICO PARA FIXAÇÃO

Confeccionada com duas camadas de tecido 100% polipropileno PP 20g/m². Contém em seu acabamento o Clip Nasal – Composto na parte externa de polietileno e interna com arame para manter a resistência junto à arcada nasal.

*Tamanho único 17.5x9,5 na cor branco.
Acabamento em solda ultrassônica.*

Produto dispensado de Registro/ Notificação ANVISA/MS
"Conforme RDC 185/2001 e Lei 6.360/1976.
Não é considerado produto para saúde."

MÁSCARA TRIPLA DESCARTÁVEL

COM ELÁSTICO PARA FIXAÇÃO

Confeccionada em tecido 100% polipropileno PP 15g/m² e 20g/m², com acabamento por solda ultrassônica, o produto apresenta três camadas sendo a primeira camada em polipropileno, a segunda camada um Filtro Melt Blown com 95% ou 98% de BFE (Eficiência de Filtragem Bacteriana) e a terceira camada em polipropileno. Contém em seu acabamento o Clip Nasal – Composto na parte externa de polietileno e interna com arame para manter a resistência junto à arcada nasal.

*Tamanho único 17.5x9,5 nas cores branco, azul e verde.
Acabamento em solda ultrassônica.*

REGISTRO ANVISA: 81477120004

Possui laudo BFE EFP



MÁSCARA TRIPLA DESCARTÁVEL

COM TIRAS PARA FIXAÇÃO

Confeccionada em tecido 100% polipropileno PP 15g/m² e 20g/m², com acabamento por solda ultrassônica, o produto apresenta três camadas sendo a primeira camada em polipropileno, a segunda camada um Filtro Melt Blown com 98% de BFE (Eficiência de Filtragem Bacteriana) e a terceira camada em polipropileno. Contém em seu acabamento o Clip Nasal – Composto na parte externa de polietileno e interna com arame para manter a resistência junto à arcada nasal.

*Tamanho único 17.5x9,5 nas cores branco, azul e verde.
Acabamento em solda ultrassônica.*

REGISTRO ANVISA: 81477120004

Possui laudo BFE EFP

Importado e Distribuído por:



DISTRIBUIDORA,
IMPORTADORA E
EXPORTADORA LTDA.

Importadora Oficial: Crown Name

+55 (11) 3809-6870

comercial.crownname@dorte.com.br

sac.crownname@dorte.com.br

dorte.com.br/crownname

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

A Máscara Descartável Tripla CROWN NAME foi fabricada em tecido 100% polipropileno PP de alta resistência nas gramaturas 15g/m² a 20g/m², com acabamento por solda ultrassônica, sendo modelo tripla camada, a segunda camada é confeccionada em tecido Filtro Melt Blown com 98% de BFE (Eficiência de Filtragem Bacteriana). "NÃO ESTÉRIL". A Máscara Descartável Dupla foi fabricada em duas camadas em tecido 100% polipropileno PP alta resistência nas gramaturas 15g/m² a 20g/m². Cores branco, azul, verde, com tiras ou elástico para fixação. "NÃO ESTÉRIL"

APRESENTAÇÃO DO PRODUTO

Embalado em sacos plásticos transparentes, contendo 100 unidades cada, ou caixa box contendo 50 unidades cada e dispostos em caixa de papelão contendo 10 a 20 pacotes cada ou 40 caixas box.

INDICAÇÃO DE USO E FINALIDADE

Este produto pode ser usado por médicos e equipe multiprofissional, pacientes, visitantes em leito hospitalar ou UTI, profissionais de estética, indústria alimentícia, farmacêutica, de cosméticos etc. Cada profissional deve adotar os procedimentos já definidos para cada especialidade.

PRINCÍPIO DE FUNCIONALIDADE

Proteção e prevenção contra agentes contaminantes.

MODO DE USO

Antes de abrir, verificar a integridade da embalagem do produto, se estiver violada ou danificada, não utilizar o produto, devolver ao fabricante. Abrir embalagem assepticamente. Adotar os cuidados e normas adequadas ao manuseio do produto ao vestir. Sempre manter técnica asséptica durante o manuseio do produto. Usar imediatamente após abrir.

PRAZO DE VALIDADE

05 (CINCO) ANOS DA FABRICAÇÃO

CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO

O produto deve ser transportado dentro das respectivas embalagens, não deve ser arremessado de forma bruta para manter sua integridade. Manter conduta padrão de cuidados para estocagem, respeitar limite de empilhamento, não deixar exposto diretamente à luz solar, alta umidade e temperatura.

ADVERTÊNCIAS E PREUCAÇÕES

O produto deve ser sempre manipulado mantendo conduta de higiene e cuidados com contaminação. Quando à integridade da embalagem do produto (aberta ou danificada) não utilizar e devolver ao fabricante. Em caso de dúvida contactar o SAC da empresa. Não utilizar o produto quando apresentar rasgos ou sujidade de qualquer natureza. Descartar conforme legislação vigente. Proibido reprocessar.

FABRICANTE RECOMENDA USO ÚNICO - DESCARTAR APÓS O USO

NCM:

6307.90.10

REGISTRO ANVISA:

MODELO MÁSCARA TRIPLA: MS 81477120004

MODELO MÁSCARA DUPLA: Produto dispensado de Registro/ Notificação ANVISA/MS "Conforme RDC 185/2001 e Lei 6.360/1976. Não é considerado produto para saúde."

FABRICADO POR:

Crown Name (WH) United CO., LTD.



PROCEDÊNCIA:

R.P. China

Importado e Distribuído por:



DISTRIBUIDORA,
IMPORTADORA E
EXPORTADORA LTDA.

Importadora Oficial: Crown Name

+55 (11) 3809-6870

comercial.crownname@dorte.com.br

sac.crownname@dorte.com.br

dorte.com.br/crownname