

AVENTAL DESCARTÁVEL

MANGA LONGA IMPERMEÁVEL

LAMINADO



Sua
solução prática

às necessidades em vestuários
para segurança e higiene

Avental Descartável Manga Longa Impermeável Laminado

Confeccionado em tecido 100% polipropileno PP+PE nas gramaturas 20g/m², 25g/m², 30g/m², 35g/m², 40g/m², 45g/m², 50g/m², 55g/m² ou 60g/m² com punho de elástico ou malha canelada 100% algodão. Fechamento na cintura por um par de tiras do mesmo tecido, fixadas por acabamento em overlock, ou acoplado e ou botão de pressão. Fechamento na gola com par de tiras do mesmo tecido, fixadas por acabamento em overlock e ou velcro.

Tamanhos:



Cores:



Importado e Distribuído por:



DISTRIBUIDORA,
IMPORTADORA E
EXPORTADORA LTDA.

Importadora Oficial: Crown Name

+55 (11) 3809-6870

comercial.crownname@dorte.com.br

sac.crownname@dorte.com.br

dorte.com.br/crownname

DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

O Avental Descartável Impermeável Laminado CROWN NAME, não estéril, fabricado em tecido 100% polipropileno PP+PE nas gramaturas 20g/m², 25g/m², 30g/m², 35g/m², 40g/m², 45g/m², 50g/m², 55g/m² ou 60g/m², quando modelo manga longa, com punho de elástico ou malha canelada 100% algodão. Fechamento na cintura por um par de tiras do mesmo tecido, fixadas por acabamento em overloque, ou acoplado e ou botão de pressão. Fechamento na gola com par de tiras do mesmo tecido, fixadas por acabamento em overloque e ou velcro

APRESENTAÇÃO DO PRODUTO:

Embalado em sacos plásticos transparentes com rotulagem impressa, contendo 10 unidades cada, dobrados individualmente e dispostos em caixa de papelão contendo 10 pacotes a 20 pacotes dependendo da gramatura do produto.

INDICAÇÃO DE USO

Este produto pode ser utilizado por médicos e equipe multiprofissional.

É indicado para a proteção do tronco e dos membros superiores do usuário contra respingos de produtos químicos, sangue e fluidos corporais. Pode ser utilizado em:

- Processos de quimioterapia;
- Banho de leito de pacientes acamados;
- Procedimentos com umidade ou higienização em geral;
- Atendimento a pacientes e visitantes em leito hospitalar ou UTI;
- Atuação de profissionais da estética, indústrias alimentícia, farmacêutica, de cosméticos, entre outras.

Importante: Cada profissional deve seguir os procedimentos já definidos para sua especialidade.

PRINCÍPIO DE FUNCIONALIDADE:

Proteção e prevenção contra agentes contaminantes.

MODO DE USO:

Antes de abrir, verificar a integridade da embalagem do produto, se estiver violada ou danificada, não utilizar o produto, devolver ao fabricante. Abrir embalagem assepticamente. Adotar os cuidados e normas adequadas ao manuseio do produto ao vestir. Sempre manter técnica asséptica durante o manuseio do produto. Usar imediatamente após abrir.

ADVERTÊNCIA E PRECAUÇÕES:

O produto deve ser sempre manipulado mantendo conduta de higiene e cuidados com contaminação. Quando à integridade da embalagem do produto (aberta ou danificada) não utilizar e devolver ao fabricante. Em caso de dúvida contactar o SAC da empresa. Não utilizar o produto quando apresentar rasgos ou sujidade de qualquer natureza. Descartar conforme legislação vigente. Proibido reprocessar.

FABRICANTE RECOMENDA USO ÚNICO – DESCARTAR APÓS O USO

CONDIÇÕES DE MANIPULAÇÃO:

O produto deve ser sempre manipulado mantendo conduta de higiene e cuidados com contaminação.

CONDIÇÕES DE TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO:

O produto deve ser transportado dentro das respectivas embalagens, não deve ser arremessado de forma bruta para manter sua integridade. Manter conduta padrão de cuidados para estocagem, respeitar limite de empilhamento, não deixar exposto diretamente à luz solar, alta umidade e temperatura.

PRAZO DE VALIDADE:

05 (CINCO) ANOS DA FABRICAÇÃO

NCM

6307.90.10

REGISTRO ANVISA:

81477120016

FABRICADO POR:

Crown Name (WH) United CO., LTD

PROCEDÊNCIA

R.P. China



Importado e Distribuído por:



DISTRIBUIDORA,
IMPORTADORA E
EXPORTADORA LTDA.

Importadora Oficial: Crown Name

+55 (11) 3809-6870

comercial.crownname@dorte.com.br

sac.crownname@dorte.com.br

dorte.com.br/crownname