



CROWN NAME
— GROUP —



**CATÁLOGO DE
PRODUTOS 2025**



**Importadora
Oficial**

DORTE IMPORTADORA

Solução 360 graus para sua importação, logística e distribuição

A Dorte é uma trade company brasileira, especialista na importação e exportação de produtos. A empresa iniciou suas atividades em 2006, e desde então está constantemente aprimorando seus serviços de consultoria internacional, na área de importação e exportação, para manter sempre elevados os padrões de qualidade de seus serviços, garantindo assim a satisfação de seus clientes.

Experctise na gestão logística, recebimento, movimentação interna, conferência, separação, armazenamento, e demais serviços relacionados à expedição e inclusive controle de estoques.



QUEM SOMOS



A Crown Name foi fundada em 1996, em Wuhan, China. Possui participação de mercado em mais de 50 países, com um faturamento anual de cerca de US\$ 30 milhões.

Os principais produtos incluem roupas descartáveis de higiene, roupas de segurança e tecidos não tecidos fiados. Fábricas, hospitais, hotéis, laboratórios, saúde, agricultura e beleza são clientes finais.

Para nos adaptarmos à conjuntura internacional em constante mudança e aumentarmos a competitividade da nossa empresa no setor, nosso grupo está pronto para investir e estabelecer fábricas no Sudeste Asiático, com Singapura como centro. Para isso, estamos nos preparando ativamente, e a empresa em Singapura já foi estabelecida.

A Crown Name abrange uma área de 110.000 m² e emprega mais de 2.000 funcionários. A equipe de gestão é composta por profissionais com experiência exemplar e substancial na fabricação e comercialização de produtos não tecidos, que são roupas descartáveis de higiene e de segurança. A equipe de gestão é orientada na execução da estratégia da empresa pelo conselho de administração composto por indivíduos que se destacaram em suas áreas de trabalho específicas.

A Crown Name é um fornecedor líder global de vestuário de higiene e segurança descartáveis padronizados e de alta qualidade. Oferecemos uma linha completa de vestuário de higiene e segurança para fábricas, hospitais, hotéis, laboratórios, saúde, agricultura, aeroportos, cuidados de beleza e atividades do dia a dia.

Importância da higiene e do vestuário de segurança

O vestuário de higiene e segurança se preocupa em proteger a saúde e o bem-estar das pessoas envolvidas no trabalho ou emprego para promover um ambiente de trabalho saudável.

Higiene e vestuário de segurança podem ser importantes por razões morais, legais e financeiras. Todas as organizações têm o dever de garantir que os funcionários e qualquer outra pessoa que possa ser afetada permaneçam seguros o tempo todo. As obrigações morais envolvem a proteção da vida e da saúde dos funcionários.



CERTIFICAÇÕES



TECNOLOGIAS DE TECIDOS

Fabricante de não tecidos com excelência comprovada, a Crown Name desenvolve materiais com alto padrão de qualidade, voltados para os setores médico, industrial e de proteção.



POLIPROPILENO SPUNBOND (SBPP)

O polipropileno spunbond é um tecido leve e respirável, composto por filamentos contínuos, com boa resistência à tração e alongamento.

Características

- Forte e durável, mas oferece excelente conforto, respirabilidade e vestibilidade.
- Solução econômica para proteção de trabalhadores em ambientes sujos.
- Disponível em várias cores.

Aplicações

Na maioria das indústrias, áreas de higiene e medicina para proteção básica, como batas de laboratório, cobre-botas, máscaras faciais, batas de isolamento, aventais cirúrgicos, toucas cirúrgicas, lençóis hospitalares, etc.



SPUNBOND-MELTBLOWN-SPUNBOND (SMS)

O SMS é um tecido trilaminado, composto por camadas de polipropileno spunbond, polipropileno meltblown e novamente polipropileno spunbond. A camada spunbond tem boa resistência à tração e alongamento, e a camada meltblown consiste em microfibras contínuas.

Características

- Barreira contra fluidos e partículas.
- Forte e durável, oferecendo excelente conforto, respirabilidade, suavidade e vestibilidade.
- Leve e resistente a rasgos e perfurações.

Aplicações

Amplamente utilizado em áreas de alta proteção nos setores médico, industrial, laboratorial, eletrônico e farmacêutico, como batas de isolamento, batas de pacientes, batas de laboratório, cobre-botas, aventais, fraldas, toucas, máscaras faciais, etc.



FILME DE POLIETILENO (PE OU CPE)

O filme de polietileno é um filme plástico feito a partir de hidrocarbonetos. É à prova de fugas e ideal para selagem térmica.

Características

- Excelente barreira contra líquidos.
- Leve e de baixo custo.

Aplicações

Amplamente utilizado em áreas protegidas dos setores médico, industrial, laboratorial, farmacêutico, embalagem e pintura, como cobre-botas, cobre-sapatos, cobre-mangas, luvas, batas, lençóis, capas, ponchos, aventais, blusas, etc.



FILME DE POLIETILENO REVESTIDO

O polipropileno spunbond é revestido com uma camada de polietileno impermeável.

Características

Revestido com filme de polietileno, proporciona excelente desempenho impermeável e caráter protetor contra líquidos.

Aplicações

Ampla aplicação em áreas com alta resistência a fluidos, para proteção contra produtos químicos líquidos e riscos biológicos, como batas de isolamento, batas cirúrgicas, lençóis, cobre-mangas, etc.



FILME MICROPOROSO LAMINADO

Composto por SBPP laminado com filme microporoso respirável. O filme microporoso proporciona resistência a líquidos e sangue, mantendo a respirabilidade.

Características

- Boa barreira contra agentes infecciosos biológicos.
- Durável e respirável.
- A camada interna de não-tecido proporciona suavidade.

Aplicações

Amplamente utilizado em áreas protegidas dos setores médico, industrial, laboratorial, eletrônico e farmacêutico, como batas de isolamento, batas de paciente, batas de laboratório, fatos de proteção, cobre-botas, capuzes, cobre-botas, aventais, guardanapos, fraldas, capas de chuva, capas para carros, protetores de almofada, protetores de colchão, etc.



SPUNLACE

O spunlace é um processo de união de fibras húmidas ou secas feito por cardagem, deposição aérea ou húmida, resultando num tecido não tecido.


Características

- Mais próximo do algodão do que outros não-tecidos, com toque suave semelhante a tecido.
- Durável, respirável e com bom acabamento.

Aplicações


Amplamente utilizado em áreas de higiene nos setores médico, industrial e de cuidados de beleza, como toalhetes, batas, toucas, toalhas, capas, toalhas de mesa, aventais, forros para vestuário, roupa de bebê, roupa de treino, etc.

ESPECIFICAÇÃO TECNICA DA MATÉRIA PRIMA




POLIETILENO

Uma única camada de polietileno é impermeável a líquidos e oferece elevada proteção contra fluidos corporais, mantendo um preço bastante atrativo.




SBPP

O polipropileno spunbond oferece excelente respirabilidade e atua como barreira contra fluidos não perigosos em quantidades mínimas, a um preço muito competitivo.




FILME DE POLIETILENO REVESTIDO

A camada interna de não-tecido oferece boa resistência e conforto, enquanto a camada externa de filme de polietileno proporciona excelente repelência a líquidos e barreira contra bactérias para uma proteção avançada.



SMS Multicamadas

O spunbond-meltblown-spunbond multicamadas é um tecido macio e respirável. As camadas externas de spunbond proporcionam boa resistência, enquanto a camada intermédia de meltblown protege contra fluidos corporais.



SPUNLACE

O spunlace oferece elevada proteção contra fluidos corporais, mantendo-se respirável e com um conforto semelhante ao têxtil.



AVENTAIS DESCARTÁVEIS



ANVISA: MS 81477120006

MANGA LONGA

- Confeccionado em tecido 100% polipropileno PP ou SMS;
- Punho de elástico ou malha canelada 100% algodão;
- Fechamento na cintura e gola por um par de tiras do mesmo tecido,
- Acabamento em overlocke, ou com solda ultrassônica, ou velcro e ou botão de pressão.

G/M²

13	15	16	18	20	25	30	35	40	45	50	55	60
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

TAMANHOS:

P M G XG XXG

CORES:

Branco

Azul

Verde

Amarelo

CÓDIGO	CLEAN
CN307NP13W-C	COR BRANCA PP LEVE TAM. 140*100cm
CN307NP15W-C	COR BRANCA PP MÉDIO TAM. 140*100cm
CN307NP20W-C	COR AZUL ESCURO PP PESADO TAM. 140*100cm

CÓDIGO	PREMIUM
CN30713W	COR BRANCA PP 13GR TAM. 140*110cm
CN30716W	COR BRANCA PP 16GR TAM. 140*110cm
CN30720W	COR BRANCA PP 20GR TAM. 140*110cm
CN30725LB	COR AZUL PP 25GR TAM. 140*120cm
CN30725W	COR BRANCA PP 25GR TAM. 140*120cm
CN30730W	COR BRANCA PP 30GR TAM. 140*120cm
CN30740W	COR BRANCA PP 40GR TAM. 140*120cm
CN30750W	COR BRANCA PP 50GR TAM. 140*120cm
CN307MC30W120	COR BRANCA PP 30GR TAM. 140*120cm
CN307MC40W120	COR BRANCA PP 40GR TAM. 140*120cm
CN307NP13W100	COR BRANCA PP 13GR TAM. 140*100cm
CN307NP13W120	COR BRANCA PP 13GR TAM. 140*120cm
CN307NP16W100	COR BRANCA PP 16GR TAM. 140*100cm

CÓDIGO	PREMIUM
CN307NP16W120	COR BRANCA PP 16GR TAM. 140*120cm
CN307NP20W100	COR BRANCA PP 20GR TAM. 140*100cm
CN307NP20W120	COR BRANCA PP 20GR TAM. 140*120cm
CN307NP30W100	BRANCA PP 30GR TAM. 140*100cm
CN307NP30W120	COR BRANCA PP 30GR TAM. 140*120cm
CN307NP40W100	COR BRANCA PP 40GR TAM. 140*100cm
CN307NP40W120	COR BRANCA PP 40GR TAM. 140*120cm
CN307NP50W100	COR BRANCA PP 50GR TAM. 140*100cm
CN307NP50W120	COR BRANCA PP 50GR TAM. 140*120cm
CN307NPL13W100 LEVE	COR BRANCA 20 LEVE TAM. 140*100cm
CN307NPL13W120 LEVE	COR BRANCA 20 LEVE TAM. 140*120cm
CN307NPM16W100 MÉDIO	COR BRANCA 30 MÉDIO TAM. 140*100cm
CN307NPM16W120 MEDIO	COR BRANCA 30 MÉDIO TAM. 140*120cm
CN307NPP20W100 PESADO	COR BRANCA 40 PESADO TAM. 140*100cm
CN307NPP20W120 PESADO	COR BRANCA 40 PESADO TAM. 140*120cm
CN30840LB	COR AZUL PP+PE LAM. 40GR TAM. 140*120cm
CN40225W	COR BR. PP 25GR COM 4 PONTOS VELCRO
CN40230W	COR BR. PP 30GR COM 4 PONTOS VELCRO



ANVISA: MS 81477120006



ANVISA: MS 81477120006



ANVISA: MS 81477120016

MANGA CURTA

- Confeccionado em tecido 100% polipropileno PP ou SMS.
- Fechamento na cintura e gola por um par de tiras do mesmo tecido,
- Acabamento em overlocke, ou com solda ultrassônica, ou velcro e ou botão de pressão.

G/M²

13	15	16	18	20	25	30	35	40	45	50	55	60
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

TAMANHOS:

P M G XG XXG

CORES:

Branco

Azul

Verde

Amarelo

CÓDIGO	PREMIUM
CN31035DB	AZUL ESCURO PP 35GR TAM. 140*105cm

SEM MANGA

- Confeccionado em tecido 100% polipropileno PP ou SMS
- Fechamento na cintura e gola por um par de tiras do mesmo tecido,
- Acabamento em overlocke, ou com solda ultrassônica, ou velcro e ou botão de pressão.

G/M²

13	15	16	18	20	25	30	35	40	45	50	55	60
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

TAMANHOS:

P M G XG XXG

CORES:

Branco

Azul

Verde

Amarelo

CÓDIGO	PREMIUM
CN30935DB	COR AZUL ESCURO PP 35GR TAM. 140*105cm
CN309NP30DB100	COR AZUL ESCURO PP 30GR TAM. 140*105cm

MANGA LONGA IMPERMEÁVEL LAMINADO

- Confeccionado em tecido 100% polipropileno PP+PE com punho de elástico ou malha canelada 100% algodão.
- Fechamento na cintura por um par de tiras do mesmo tecido, acabamento em overlocke, ou acoplado e ou botão de pressão.Acabamento em overlocke e ou velcro.

G/M²

13	15	16	18	20	25	30	35	40	45	50	55	60
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

TAMANHOS:

P M G XG XXG

CORES:

Branco

Azul

Verde

Amarelo

CÓDIGO	PREMIUM	CÓDIGO	CLEAN
CN30830W	BRANCA PP+PE LAMINADO 30GR	CN30830W-C	BRANCA PP+PE LAMINADO 30GR
CN30840LB	AZUL PP+PE LAMINADO 40GR	CN30840LB-C	AZUL PP+PE LAMINADO 40GR
CN30850W	BRANCA PP+PE LAMINADO 50GR	CN30850W-C	BRANCA PP+PE LAMINADO 50GR
CN308MC40LB	AZUL PP+PE LAMINADO 40GR		
CN308MC50W	BRANCA PP+PE LAMINADO 50GR		



CIRÚRGICOS



ANVISA: MS 81477120013

	A	B	C	D	E	F	G	H
	L. REFORÇO FRONTAL	C. REFORÇO FONTAL	CAVA MANGA	C. MANGA	COMP. AVENTAL	C. CINTO	PUNHO	CIRCUNFERÊNCIA
M	40	61	28	60	120	65	6	145
G	40	61	28	60	130	65	6	150
XG	45	61	30	61	140	65	6	155
XXG	45	75	30	61	150	65	6	165

DIMENSÃO / CM

CÓDIGO	PREMIUM
CN30230CRSMMSG	COR AZUL SMMS 30GR COM REFORÇO TAM. 130*150
CN30230CRSMMSM	COR AZUL SMMS 30GR COM REFORÇO TAM. 120*145
CN30230CRSMMSXG	COR AZUL SMMS 30GR COM REFORÇO TAM. 140*160
CN30230CRSMMSXXG	COR AZUL SMMS 30GR COM REFORÇO TAM. 150*165
CN30230CRSMMSG	COR AZUL SMS 30GR COM REFORÇO TAM. 130*150
CN30230CRSMMSM	COR AZUL SMS 30GR COM REFORÇO TAM. 120*145
CN30230CRSM SXG	COR AZUL SMS 30GR COM REFORÇO TAM. 140*160
CN30230CRSM SXXG	COR AZUL SMS 30GR COM REFORÇO TAM. 150*165
CN30240CRSMMSG	COR AZUL SMMS 40GR COM REFORÇO TAM. 130*150
CN30240CRSMMSM	COR AZUL SMMS 40GR COM REFORÇO TAM. 120*145
CN30240CRSMMSXG	COR AZUL SMMS 40GR COM REFORÇO TAM. 140*160
CN30240CRSMMSXXG	COR AZUL SMMS 40GR COM REFORÇO TAM. 150*165

CÓDIGO	PREMIUM
CN30240CRSMMSG	COR AZUL SMS 40GR COM REFORÇO TAM. 130*150
CN30240CRSMMSM	COR AZUL SMS 40GR COM REFORÇO TAM. 120*145
CN30240CRSM SXG	COR AZUL SMS 40GR COM REFORÇO TAM. 140*160
CN30240CRSM SXXG	COR AZUL SMS 40GR COM REFORÇO TAM. 150*165
CN30250CRSMMSG	COR AZUL SMMS 50GR COM REFORÇO TAM. 130*150
CN30250CRSMMSM	COR AZUL SMMS 50GR COM REFORÇO TAM. 120*145
CN30250CRSMMSXG	COR AZUL SMMS 50GR COM REFORÇO TAM. 140*160
CN30250CRSMMSXXG	COR AZUL SMMS 50GR COM REFORÇO TAM. 150*165
CN30250CRSMMSG	COR AZUL SMS 50GR COM REFORÇO TAM. 130*150
CN30250CRSMMSM	COR AZUL SMS 50GR COM REFORÇO TAM. 120*145
CN30250CRSM SXG	COR AZUL SMS 50GR COM REFORÇO TAM. 140*160
CN30250CRSM SXXG	COR AZUL SMS 50GR COM REFORÇO TAM. 150*165

AVENTAL CIRÚRGICO SMS COM REFORÇO


- Acabamento por solda ultrassônica e tiras na cintura e velcro no pescoço;
- Diferentes níveis de proteção e estéril;
- Esterilizado por Óxido de Etileno
- Com barreira contra contaminantes e líquidos corporais;
- Cartão TAG de transferência asséptica.

G/M²

30	35	40	45	50	55	60	68
----	----	----	----	----	----	----	----

TAMANHOS: M G XG XXG

COR: Azul



ANVISA: MS 81477120012

AVENTAL CIRÚRGICO SMS SEM REFORÇO


- Acabamento por solda ultrassônica e tiras na cintura e velcro no pescoço;
- Diferentes níveis de proteção e estéril;
- Esterilizado por Óxido de Etileno
- Com barreira contra contaminantes e líquidos corporais;
- Cartão TAG de transferência asséptica;
- Acompanha duas toalha para secagem das mãos.

G/M²

30	35	40	45	50	55	60	68
----	----	----	----	----	----	----	----

TAMANHOS: M G XG XXG

COR: Azul



	A	B	C	D	E	F
	COMPRIMENTO	CIRCUNF.	CAVA	MANGAS	PUNHO	CINTO
M	120	145	28	60	120	60
G	130	150	28	60	130	60
XG	140	160	30	60	140	60
XXG	150	165	30	60	150	60

DIMENSÃO / CM

CÓDIGO	CLEAN
CN30730SRMSL-NS-C	COR AZUL SMS 30GR SEM REFORÇO TAM. 140*120
CN30740SRMSL-NS-C	COR AZUL SMS 40GR SEM REFORÇO TAM. 140*120
CN30750SRMSL-NS-C	COR AZUL SMS 50GR SEM REFORÇO TAM. 140*120
CN30130SRMS-C	COR AZUL SMS 30GR SEM REF.COM 1 TOAL. DE MÃO E.W.
CN30140SRMS-C	COR AZUL SMS 40GR SEM REF.COM 1 TOAL. DE MÃO E.W.
CN30150SRMS-C	COR AZUL SMS 50GR SEM REF.COM 1 TOAL. DE MÃO E.W.

CÓDIGO	PREMIUM
CN30730SRSMML-NS	SMMS 30GR SEM REFORÇO TAM. 130*150 - NÃO ESTÉRIL
CN30730SRSMMSM-NS	SMMS 30GR SEM REFORÇO TAM. 120*145 - NÃO ESTÉRIL
CN30730SRSMMSXL-NS	SMMS 30GR SEM REFORÇO TAM. 140*160 - NÃO ESTÉRIL
CN30730SRSMMSXXL-NS	SMMS 30GR SEM REFORÇO TAM. 150*165 - NÃO ESTÉRIL
CN30730SRMSL-NS	SMS 30GR SEM REFORÇO TAM. 130*150 - NÃO ESTÉRIL
CN30730SMSL-NS	SMS 30GR SEM REFORÇO TAM. 120*145 - NÃO ESTÉRIL
CN30730SMSXL-NS	SMS 30GR SEM REFORÇO TAM. 140*160 - NÃO ESTÉRIL
CN30730SMSXLL-NS	SMS 30GR SEM REFORÇO TAM. 150*165 - NÃO ESTÉRIL
CN30740SMMSL-NS	SMMS 40GR SEM REFORÇO TAM. 130*150 - NÃO ESTÉRIL
CN30740SRSMMSL-NS	SMMS 40GR SEM REFORÇO TAM. 120*145 - NÃO ESTÉRIL
CN30740SRSMMSXL-NS	SMMS 40GR SEM REFORÇO TAM. 140*160 - NÃO ESTÉRIL
CN30740SRSMMSXXL-NS	SMMS 40GR SEM REFORÇO TAM. 150*165 - NÃO ESTÉRIL
CN30140SRMSL	SMS 40GR SEM REFORÇO TAM. 130*150 - ESTÉRIL
CN30140SRMSM	SMS 40GR SEM REFORÇO TAM. 120*145 - ESTÉRIL
CN30140SRMSXL	SMS 40GR SEM REFORÇO TAM. 140*160 - ESTÉRIL
CN30740SRMSL-NS	SMS 40GR SEM REFORÇO TAM. 120*145 - NÃO ESTÉRIL

CÓDIGO	PREMIUM
CN30740SRMSXL-NS	SMS 40GR SEM REFORÇO TAM. 140*160 - NÃO ESTÉRIL
CN30740SRMSXXL-NS	SMS 40GR SEM REFORÇO TAM. 150*165 - NÃO ESTÉRIL
CN30750SRSMMSM-NS	SMMS 50GR SEM REFORÇO TAM. 130*150 - NÃO ESTÉRIL
CN30750SRSMMSL-NS	SMMS 50GR SEM REFORÇO TAM. 120*145 - NÃO ESTÉRIL
CN30750SRMSXL-NS	SMMS 50GR SEM REFORÇO TAM. 140*160 - NÃO ESTÉRIL
CN30750SRMSXXL-NS	SMMS 50GR SEM REFORÇO TAM. 150*165 - NÃO ESTÉRIL
CN30750SRMSL-NS	SMS 50GR SEM REFORÇO TAM. 130*150 - NÃO ESTÉRIL
CN30750SRMSM-NS	SMS 50GR SEM REFORÇO TAM. 120*145 - NÃO ESTÉRIL
CN30750SRMSXL-NS	SMS 50GR SEM REFORÇO TAM. 140*160 - NÃO ESTÉRIL
CN30750SRMSXXL-NS	SMS 50GR SEM REFORÇO TAM. 150*165 - NÃO ESTÉRIL
CN30130SRSMMSL	SMMS 30GR SEM REFORÇO TAM. 130*150 - ESTÉRIL
CN30130SRSMMSM	SMMS 30GR SEM REFORÇO TAM. 120*145 - ESTÉRIL
CN30130SRSMMSXL	SMMS 30GR SEM REFORÇO TAM. 140*160 - ESTÉRIL
CN30130SRSMMSXXL	SMMS 30GR SEM REFORÇO TAM. 150*165 - ESTÉRIL
CN30130SRMSL	SMS 30GR SEM REFORÇO TAM. 130*150 - ESTÉRIL
CN30130SRMSM	SMS 30GR SEM REFORÇO TAM. 120*145 - ESTÉRIL
CN30140SRSMMSXL	SMMS 40GR SEM REFORÇO TAM. 140*160 - ESTÉRIL
CN30140SRSMMSXXL	SMMS 40GR SEM REFORÇO TAM. 150*165 - ESTÉRIL
CN30140SRMSL	SMS 40GR SEM REFORÇO TAM. 130*150 - ESTÉRIL
CN30140SRMSM	SMS 40GR SEM REFORÇO TAM. 120*145 - ESTÉRIL
CN30140SRMSXL	SMS 40GR SEM REFORÇO TAM. 140*160 - ESTÉRIL
CN30140SRMSXXL	SMS 40GR SEM REFORÇO TAM. 150*165 - ESTÉRIL



ANVISA: 81477120014

CONJUNTO BLUSA E CALÇA

- Confeccionado em tecido 100% polipropileno PP ou SMS;
- Destinado proteção e prevenção contra agentes contaminantes.

G/M²

354555

TAMANHOS:

P

M

G

XG

XXG

CORES:

Branco

Azul

Azul Marinho

Azul Claro

Rosa

Verde

Vermelho

Amarelo

Laranja

Bolso caneta

2 bolsos interiores

CÓDIGO	PREMIUM
CN30435PPDBSL	COR AZUL PP 35GR COM 3 BOLSOS TAM. G
CN30435PPDBSM	COR AZUL PP 35GR COM 3 BOLSOS TAM. M
CN30435PPDBSS	COR AZUL PP 35GR COM 3 BOLSOS TAM. P
CN30435PPDBSXL	COR AZUL PP 35GR COM 3 BOLSOS TAM. XG
CN30435PPDBSXXL	COR AZUL PP 35GR COM 3 BOLSOS TAM. XXG

CÓDIGO	PREMIUM
CN30535DBSL	COR AZUL SMS 35GR COM 3 BOLSOS TAM. G
CN30535DBSM	COR AZUL SMS 35GR COM 3 BOLSOS TAM. M
CN30535DBSS	COR AZUL SMS 35GR COM 3 BOLSOS TAM. P
CN30535DBSXL	COR AZUL SMS 35GR COM 3 BOLSOS TAM. XG
CN30535DBSXXL	COR AZUL SMS 35GR COM 3 BOLSOS TAM. XXG



ANVISA: 81477120011

GORRO COM TIRAS A DESTACAR

Com tiras a destacar

- Acabamento em solda ultrassônica;
- Confeccionado em tecido 100% polipropileno PP;
- 20g/m², 25g/m², 30g/m²
- Ajustes através de tiras descartáveis.

CORES:

Branco

Azul

Verde

TAMANHO:

U

32 (+/- 2 cm) X 15 (+/- 0,5 cm)



Destaque as tiras



Coloque na cabeça



Ajuste e faça um nó

CÓDIGO	CLEAN
CN209W20-C	BRANCO COM TIRAS A DESTACAR PP 20GR

CÓDIGO	PREMIUM
CN209G25-M	VERDE COM TIRAS A DESTACAR PP 25GR
CN209LB25-M	AZUL COM TIRAS A DESTACAR PP 25GR
CN209W25-M	BRANCO COM TIRAS A DESTACAR PP 25GR



TOUCAS DESCARTÁVEIS



ANVISA: MS 81477120007

TOUCA SANFONADAS SIMPLES

Elástico simples

- Acabamento em solda ultrassônica;
- Confeccionado em tecido 100% polipropileno PP;
- Plissado com ajuste de elástico simples.

CORES:

Branca

Azul

Verde

Vermelho

Amarelo

TAMANHO:

U

50 cm

CÓDIGO	CLEAN
CN2021050WSE-C	BRANCA SANFONADA PP LEVE 50CM
CN2021046WSE-C	BRANCA SANFONADA PP LEVE 46CM
CN2020846WSE-C	BRANCA SANFONADA PP LEVE 46CM
CN2020840WSE-C	BRANCA SANFONADA PP LEVE 40CM

CÓDIGO	PREMIUM
CN20212GSE	VERDE SANFONADA
CN20212LBSE	AZUL SANFONADA
CN20212RSE	VERMELHA SANFONADA
CN20212WSE	BRANCA SANFONADA
CN20110LB	AZUL OVERLOCADO COM ELASTICO
CN20110W	BRANCA OVERLOCADO COM ELASTICO



ANVISA: MS 81477120007

TOUCA SANFONADAS DUPLO

Elástico duplo

- Acabamento em solda ultrassônica;
- Confeccionado em tecido 100% polipropileno PP;
- Plissado com ajuste de elástico duplo.

CORES:

Branca

Azul

Verde

Vermelho

Amarelo

TAMANHO:

U

50 cm

CÓDIGO	CLEAN
CN2021050WDE-C	BRANCA SANFONADA PP LEVE 50CM
CN2021046WDE-C	BRANCA SANFONADA PP LEVE 46CM
CN2020846WDE-C	BRANCA SANFONADA PP LEVE 46CM
CN2020840WDE-C	BRANCA SANFONADA PP LEVE 40CM

CÓDIGO	PREMIUM
CN20212GDE	VERDE SANFONADA
CN20212LBDE	AZUL SANFONADA
CN20212RDE	VERMELHA SANFONADA
CN20212WDE	BRANCA SANFONADA



MÁSCARAS DESCARTÁVEIS



ANVISA: 81477120004



MÁSCARA TRIPLA DESCARTÁVEL

Com tiras e viseira facial - Shield

- Confeccionada em tecido 100% polipropileno PP 15g/m2 e 20g/m2;
- Acabamento por solda ultrassônica;
- Contém três camadas: 1º Polipropileno, 2º Filtro Melt Blown com 98% de BFE, 3º Polipropileno
- Acabamento o Clip Nasal, composto na parte externa de polietileno e interna com arame para manter a resistência junto à arcada nasal;
- Viseira de proteção facial acoplada em Polietileno PE transparente modelo shield.

CORES:  Branca  Azul  Verde

TAMANHO:  17,5x9,5cm

CÓDIGO	PREMIUM
CN101W98BFESHIELD	MÁS. TRIPLA DES. BRANCA C.TIRAS E VISEIRA FACIAL 98% BFE
CN101W95BFESHIELD	MÁS. TRIPLA DES. BRANCA C.TIRAS E VISEIRA FACIAL 95% BFE



MÁSCARA DUPLA DESCARTÁVEL

Com elástico para fixação

- Confeccionada em 100% polipropileno PP de alta qualidade em dupla camada;
- Altamente permeável ao ar;
- Clipe nasal integrado, anatômico e ajustável;
- Acabamento por solda ultrassônica;
- Cartucho com 50 unidades.

Produto dispensado de Registro/ Notificação ANVISA/MS
"Conforme RDC 185/2001 e Lei 6.360/1976.
Não é considerado produto para saúde."

COR:  Branca

TAMANHO:  17,5x9,5cm



ANVISA: MS 81477120004

MÁSCARA TRIPLA DESCARTÁVEL

Com tiras para fixação

Possui laudo BFE EFP

- Confeccionada em 100% polipropileno PP de alta qualidade em tripla camada com filtro;
- Altamente permeável ao ar, com camada interna possuindo eficiência de filtração bacteriana (BFE) > 98%. Clipe nasal integrado, anatômico e ajustável;
- Acabamento por solda ultrassônica;
- Cartucho com 50 unidades.

COR:  Verde

TAMANHO:  17,5*9,5cm

CÓDIGO	CLEAN	CÓDIGO	PREMIUM
CN102WBOX-C	BRANCA COM ELASTICO	CN101B	AZUL COM TIRAS 98% BFE
CN102WPAC-C	BRANCA COM ELASTICO	CN101W	BRANCA COM TIRAS 98% BFE



ANVISA: MS 81477120004

MÁSCARA TRIPLA DESCARTÁVEL

Com elástico para fixação

Possui laudo BFE EFP

- Com elástico para fixação sem látex;
- Confeccionada em 100% polipropileno PP de alta qualidade em tripla camada com filtro;
- Altamente permeável ao ar, com camada interna possuindo eficiência de filtração bacteriana (BFE) > 98%. Clipe nasal integrado, anatômico e ajustável;
- Acabamento por solda ultrassônica, cartucho com 50 unidades.

COR:  Branca  Azul

TAMANHO:  17,5x9,5cm

CÓDIGO	CLEAN	CÓDIGO	PREMIUM
CN102WBOX-C	BRANCA COM ELASTICO	CN102B95BFE	AZUL COM ELASTICO 95% BFE
CN102WPAC-C	BRANCA COM ELASTICO	CN102B98BFE	AZUL COM ELASTICO 98% BFE
		CN102W95BFE	BRANCA COM ELASTICO 95% BFE
		CN102W98BFE	BRANCA COM ELASTICO 98% BFE




ANVISA: 81477120015

MÁSCARA DE PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA

PFF2 CLASSE S

CA/MTE: 48.425

- Com 4 camadas;
- Peça semifacial filtrante para partículas;
- Contra poeiras, névoas e fumos;
- Formato dobrável;
- Sem válvula de exalação.



Ajuste de silicone

COR:  Branca

TAMANHO:  Único

CÓDIGO	PREMIUM
ZSLP-001W	COR BRANCA SEM VALVULA MOD BORBOLETA



PROPÉ



ANVISA: MS 81477120005

CÓDIGO	CLEAN
CN50113W-C	COR BRANCA PP MÉDIO MOD. STANDARD TAM. 15*40cm

SOLADO LISO

Acabamento em solda ultrassônica

- Confeccionado em tecido não tecido 100% polipropileno PP;
- 20g/m2 e 30g/m2;
- Fixação por elástico.

CORES:  Branco  Azul TAMANHO:  15x40cm

CÓDIGO	PREMIUM
CN50115W	COR BRANCA PP 15GR MOD. STANDARD TAM. 15*40cm
CN50120W	COR BRANCA PP 20GR MOD. STANDARD TAM. 15*40cm
CN50130W	COR BRANCA PP 30GR MOD. STANDARD TAM. 15*40cm



ANVISA: MS 81477120005

SOLADO ANTIDERRAPANTE

Acabamento em solda ultrassônica

- Confeccionado em tecido não tecido 100% polipropileno PP;
- 30g/m2;
- Fixação por elástico.

CORES:  Branca  Azul TAMANHO:  15x40cm

CÓDIGO	PREMIUM
CN50235BAD	COR AZUL PP 35GR MOD. ANTI DERRAPANTE TAM. 40*17



ANVISA: MS 81477120005

LAMINADO IMPERMEÁVEL

Acabamento em solda ultrassônica

- Confeccionado em tecido não tecido 100% polipropileno PP+PE;
- 30g/m2;
- Fixação por elástico.

CORES:  Branco  Azul TAMANHO:  15x40cm



CROWN NAME
— GROUP —



**Importadora
Oficial**

www.dorte.crownname.com.br
comercial.hospitalar@dorte.com.br